



## CRP POC Controles



### CRP Point Of Care

**LEVEL 1, CONC.: 20 mg/l**  
**LEVEL 2, CONC.: 100 mg/l**

Onafhankelijke vloeibare controles

Specifiek voor POC analyzers

6 weken stabiel na opening van een flacon

Speciale flacons voor capillairen

Nu ook gekleurde  
CRP POC controles!

## Urine Controles

### Urine Controles voor Strips & Analyzers



Onafhankelijke vloeibare controles

Tevens geschikt voor:  
Siemens ® Clinitek Status PLUS

Ook voor Urine Sedimenten onderzoek

2 jaar houdbaar bij 2 – 8°C

30 dagen stabiel na opening van een flacon

[www.cliniqa.com](http://www.cliniqa.com)  
Controls program

## Humaan Occult Bloed in Faeces

### Hexagon OBTI of Innovacon

Patiënt hoeft geen dieet te volgen

Gevoeligheid:  
< 50 ng Hb /ml  
< 6 µg Hb / gram faeces

Werkt zeer hygiënisch en geurloos

Resultaten binnen enkele minuten



Nu ook externe kwaliteitsborging mogelijk via SKML

### Contact gegevens:

INstruChemie BV  
Zwet 26, 9932 AB Delfzijl

Tel: 0596 – 634 831  
E-mail: [info@instruchemie.nl](mailto:info@instruchemie.nl)